

Phonak Vitus+

ITE

Naudojimo instrukcija



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Ši naudojimo instrukcija tinka:

Belaidžiams modeliams

Phonak Vitus+ ITE-312

Phonak Vitus+ ITE-13

Žymima CE ženklų

2018

2018

Ne belaidžiams modeliams

Phonak Vitus+ ITE-10 NW O

Žymima CE ženklų

2018



Išsami informacija apie jūsų klausos aparatą

ⓘ Jei nepažymėtas nė vienas langelis ir nežinote klausos aparato modelio, kreipkitės į klausos protezavimo specialistą.

Modelis	Elemento dydis
<input type="checkbox"/> Phonak Vitus+ ITE-10 NW 0	10
<input type="checkbox"/> Phonak Vitus+ ITE-312	312
<input type="checkbox"/> Phonak Vitus+ ITE-13	13

Jūsų klausos protezavimo specialistas:

┌

└

┌

└

Jūsų klausos aparatą sukūrė pasaulio klausos sprendimų lyderė „Phonak“, įsikūrusi Ciuriche (Šveicarijoje).

Šie aukščiausios kokybės produktai yra dešimtmečius trukusių tyrimų ir sukauptos patirties rezultatas, kuris leis mėgautis garsais! Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį, ir linkime ilgų metų malonaus klausymosi.

Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, kad susipažintumėte su klausos aparatu ir galėtumėte naudotis visais jo teikiamaais pranašumais. Daugiau informacijos apie funkcijas ir pranašumus teiraukitės klausos protezavimo specialisto.

Phonak – life is on
www.phonak.com

Turinys

Jūsų klausos aparatas

1. Spartusis vadovas 6
2. Klausos aparato dalys 8

Klausos aparato naudojimas

3. Kairiosios ir dešinės ausies klausos aparato žymėjimai 10
4. Įjungimas / išjungimas 11
5. Elementai 12
6. Klausos aparato uždėjimas 14
7. Klausos aparato išėmimas 15
8. Mygtukas 17
9. Garso reguliatorius 18

Kita informacija

10. Priežiūra 19
11. Belaidžiai priedai 22
12. Techninė priežiūra ir garantija 24
13. Atitikties informacija 26
14. Informacija apie simbolius ir jų aprašymas 28
15. Nesklandumų šalinimas 32
16. Svarbi saugos informacija 34

1. Spartusis vadovas

Kairiosios ir dešinėsios ausies klausos aparato žymėjimai



Kairysis




Dešinysis

Mėlyna spalva žymimas kairiosios ausies klausos aparatas.


Raudona spalva žymimas dešinėsios ausies klausos aparatas.

Elemento keitimas




1

Nuimkite nuo naujo elemento lipduką ir palaukite dvi minutes.



2

Atidarykite elemento skyrelio dangtelį.



3

Įstatykite elementą į elemento skyrelio dangtelį taip, kad ženklas „+“ būtų nukreiptas į viršų.

Ijungimas / išjungimas




Ijungta




Išjungta

Mygtukas



Tik modeliuose su šia funkcija: klausos aparato mygtukas gali atlikti įvairias funkcijas.

Garso reguliatorius




Tik modeliuose su šia funkcija: norėdami padidinti garsumą, pasukite garso reguliatorių pirmyn. Norėdami sumažinti garsumą, pasukite garso reguliatorių atgal.

2. Klausos aparato dalys

Toliau pateiktuose paveikslėliuose pavaizduoti šioje naudojimo instrukcijoje aprašyti modeliai. Savo turimą modelį galite identifikuoti:

- pagal 3 psl. „Išsami informacija apie jūsų klausos aparatą“ pateiktą informaciją;
- arba palyginę savo klausos aparatą su toliau pavaizduotais modeliais. Atkreipkite dėmesį į klausos aparato formą ir į tai, ar yra garso reguliatorius.


Vitus+ ITE-10 NW O



Vitus+ ITE-312



Vitus+ ITE-13



3. Kairiosios ir dešinėsios ausies klausos aparato žymėjimai

Raudona ir mėlyna žymės padeda atskirti kairįjį ir dešinįjį klausos aparatus. Spalvota žymė yra ant įdėklo (tekstas išspausdintas raudonai arba mėlynai) arba įdėklas yra raudonas ar mėlynas.

Mėlyna spalva žymimas **kairiosios ausies klausos aparatas**.



Raudona spalva žymimas **dešinėsios ausies klausos aparatas**.



4. Įjungimas / išjungimas

Elemento skyrelio dangtelis yra ir įjungimo (išjungimo) jungiklis.


1

Uždarytas elemento skyrelio dangtelis = klausos aparatas **įjungtas**




2

Atidarytas elemento skyrelio dangtelis = klausos aparatas **išjungtas**




i Įjungus klausos aparatą gali pasigirsti paleidimo melodija.

5. Elementai




1

Nuimkite nuo naujo elemento lipduką ir palaukite dvi minutes.



2


Atidarykite elemento skyrelio dangtelį.



3

Įstatykite elementą į elemento skyrelio dangtelį taip, kad ženklas „+“ būtų nukreiptas į viršų.

- ⓘ Jeigu elemento skyrelio dangtelis sunkiai užsidaro: patikrinkite, ar elementas tinkamai įdėtas, o ženklas „+“ nukreiptas į viršų. Jeigu elementas įdėtas netinkamai, klausos aparatas neveiks, o elemento skyrelio dangtelis gali būti apgadintas.

 Senkantis elementas: senkant elementui pasigirs du pyptelėjimai. Elementui pakeisti turėsite maždaug 30 minučių (laikas gali skirtis, atsižvelgiant į klausos aparato parametrus ir elementą). Rekomenduojame visuomet turėti naują elementą.

Pakaitinis elementas

Šiame klausos aparate naudojami cinko elementai.

Nustatykite naudojamo elemento dydį (10, 312 arba 13):

- pagal 3 psl. „Išsami informacija apie jūsų klausos aparatą“ pateiktą informaciją;
- pažiūrėję vidinėje elemento skyrelio dangtelio pusėje esantį žymėjimą;
- pažiūrėję toliau pateiktoje lentelėje.


Modelis	Cinko-oro elemento dydis	Spalvinis žymėjimas ant pakuotės	IEC kodas	ANSI kodas
Phonak Vitus+				
ITE-10 NW O	10	geltona	PR70	7005ZD
ITE-312	312	ruda	PR41	7002ZD
ITE-13	13	oranžinė	PR48	7000ZD

i Klausos aparatuose naudokite tik tinkamo tipo elementus (cinko-oro). Daugiau informacijos apie produkto saugą žr. 16.2 skyriuje.

6. Klausos aparato uždėjimas (visi modeliai)

1

Priglauskite klausos aparatą prie ausies ir įkiškite ausies kanalo dalį į ausies kanalą.




7. Klausos aparato išėmimas

7.1. Klausos aparato su ištraukimo rankenėle išėmimas

1


Laikydami už ištraukimo rankenėlės atsargiai traukite klausos aparatą aukštyn ir iš ausies.



7.2. Klausos aparato be ištraukimo rankenėlės išėmimas


1

Savo nykštį laikykite už ausies spenelio ir švelniai paspauskite ausį aukštyn, kad išstumtumėte klausos aparatą iš kanalo. Kad būtų lengviau, žandikauliais atlikite kelis kramtymo judesius.



2

Suimkite išsikišusį klausos aparatą ir jį išimkite.





8. Mygtukas

Tik modeliuose su šia funkcija:

Klausos aparato mygtukas gali atlikti įvairias funkcijas arba būti neaktyvus.

Tai priklauso nuo klausos aparato programavimo; jis nurodytas atskiroje „Klausos aparato instrukcijoje“.

Norėdami gauti šį spaudinį, kreipkitės į savo klausos protezavimo specialistą.




9. Garso reguliatorius

Tik modeliuose su šia funkcija:

norėdami padidinti garsumą, pasukite garso reguliatorių pirmyn.

Norėdami sumažinti garsumą, pasukite garso reguliatorių atgal.

Klausos protezavimo specialistas gali išjungti garso reguliatorių.



10. Priežiūra

Kruopščiai ir įprastai prižiūrimas klausos aparatas puikiai ir ilgai veikia.

Šiais duomenimis naudokitės kaip nuorodomis.

Daugiau informacijos apie produkto saugą žr. 16.2 skyriuje.

Bendro pobūdžio informacija

Prieš naudodami plaukų laką ar kitokią kosmetiką, išsiimkite klausos aparatą iš ausies, nes šie gaminiai gali jį pažeisti.

Kasdien


Labai rekomenduojame kasdien valyti ir naudoti džiovinimo sistemą. „Phonak“ gaminamas „C&C line“ – universalus valymo gaminių rinkinys. Jūsų klausos protezavimo specialistas mielai jums patars. Klausos aparatų niekada nevalykite buitinėmis valymo priemonėmis (skalbimo milteliais, muilu ir pan.).

Jeigu jūsų klausos aparatas veikia silpnai arba visai neveikia, išvalykite arba pakeiskite ausies sieros apsaugos sistemą. Jeigu jūsų klausos aparatas neveikia tinkamai išvalytas ar pakeitus ausų sieros apsaugos sistemą ir įdėjus naujus elementus, kreipkitės į savo klausos protezavimo specialistą.

Kas savaitę

Jeigu reikia išsamesnių priežiūros instrukcijų ar daugiau nei paprasto valymo, kreipkitės į savo klausos protezavimo specialistą.

Apsauga nuo ausų sieros
„SmartGuard“ – ypatinga,
„Phonak“ sukurta apsaugos
nuo ausų sieros sistema.
Unikali membranos
konstrukcija visiškai
apsaugo jūsų klausos
aparataus nuo ausų sieros
ir drėgmės




„Cerustop“ apsaugai nuo
ausų sieros taip pat dažnai
naudojami kaip alternatyvi
apsaugos sistema.
Paprašykite savo klausos
protezavimo specialisto
pateikti išsamią informaciją
apie apsaugos nuo ausų
sieros sistemos naudojimą
su klausos aparatu.

11. Belaidžiai priedai

11.1 Bendravimas triukšmingoje aplinkoje ir per atstumą

„Roger“ produktų rinkinyje yra puikus mikrofonas, kuris padės susikalbėti triukšmingoje aplinkoje ir per atstumą. Su „Roger“ galėsite:

- suprasti kiekvieną žodį triukšmingoje aplinkoje, pvz., restoranuose, viešose vietose ir per atstumą;
- būti ramūs, kad niekas nepastebės prietaiso;
- girdėti kalbą, transliuojamą tiesiogiai į jūsų klausos aparatą pridėtu imtuvu arba ant kūno nešiojamu imtuvu.



Ant kūno nešiojamo imtuvo variantas

Pastaba: galima naudoti tik su modeliais, turinčiais telerites

* Kai kurie „Roger“ mikrofonaai taip pat palaiko įvestį iš garso šaltinių naudojant „Bluetooth®“ arba kabelį. „Bluetooth®“ yra registruotasis prekės ženklas, priklausantis „Bluetooth SIG, Inc.“.

12. Techninė priežiūra ir garantija

Vietinė garantija

Informaciją apie vietinės garantijos sąlygas gali pateikti klausos protezavimo specialistas, iš kurio įsigijote klausos aparatą.

Tarptautinė garantija

„Sonova AG“ siūlo vienu metų ribotą tarptautinę garantiją, galiojančią nuo aparato pirkimo datos. Ši ribotoji garantija apima paties klausos aparato gamybos ir medžiagų defektus, bet neapima priedų, pvz., elementų, vamzdelių, ausų įdėklų ir išorinių imtuvų. Garantija galioja tik pateikus pirkimo įrodymą.

Tarptautinė garantija neturi įtakos įstatyminei teisei, kuri gali būti taikoma pagal šalies įstatymus, apibrėžiančius prekių pardavimą.

Garantijos apribojimas

Ši garantija neapima pažeidimų, atsiradusių dėl netinkamo naudojimo ar priežiūros, cheminių medžiagų poveikio ar per didelio suspaudimo. Garantija negalioja arba panaikinama, jeigu pažeidimas įvyko dėl trečiųjų šalių ar neįgaliootojo techninės priežiūros centro remonto. Ši garantija neapima jokių paslaugų, kurias atlieka klausos protezavimo specialistas savo darbo vietoje.

Serijos numeris
(kairė pusė):

Įgaliotasis klausos protezavimo
specialistas (antspaudas /
parašas):

Serijos numeris
(dešinė pusė):

Pirkimo data:

13. Atitikties informacija

Europa:

Atitikties deklaracija

„Sonova AG“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEB ir Radijo įrenginių direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Visą šios ES atitikties deklaracijos tekstą galima gauti iš gamintojo arba vietos „Phonak“ atstovo. Jo adresą galite rasti svetainėje www.phonak.com pateiktame sąrašė (pasaulinės „Phonak“ vietos – angl. „Phonak worldwide locations“).

Australija / Naujoji Zelandija:



R-NZ

Nurodo, kad prietaisas atitinka taikomus radijo bangų spektro valdymo (RSM) ir Australijos Ryšių ir žiniasklaidos tarnybos (ACMA) reguliuojamąsias nuostatas, taikomas teisėtam pardavimui Naujojoje Zelandijoje ir Australijoje. Atitikties etiketė R-NZ naudojama radijo gaminiams, kurie tiekiami Naujosios Zelandijos rinkai pagal atitikties lygį A1.

Belaidžio klausos aparato radijo informacija

Antenos tipas	Integruota ferito ritės antena (indukcinė)
Veikimo dažnis	10,6 MHz
Užimamas juostos plotis (99 % BW)	apyt. 500 kHz
Moduliacija	DQPSK
Kanalas	Vieno kanalo radijas
Veikimo atstumas	18 cm (7 col.)
Naudojimo paskirtis	Garso ar komandos signalo transliavimas į priimančią klausos aparatą kitoje ausyje
Magnetinio lauko stiprumas @ 3 m	-20,5 dB μ A/m

14. Informacija apie simbolius ir jų aprašymas



CE simboliu „Sonova AG“ patvirtina, kad šis gaminys, įskaitant priedus, atitinka Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEB ir Radijo įrangos direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Skaičiai po CE simbolio atitinka sertifikuotos institucijos, konsultavusios dėl anksčiau minėtų direktyvų, kodą.



Šis simbolis rodo, kad šiose naudojimo instrukcijose aprašyti produktai atitinka B tipo reikalavimus pagal EN 60601-1. Šio klausos aparato paviršius patvirtintas kaip atitinkantis B tipo reikalavimus.



Nurodo medicininio prietaiso gamintoją, kaip apibrėžta ES direktyvoje 93/42/EEB.



Transportuodami išlaikykite sausą.



Šis simbolis reiškia, kad prietaiso naudotojui svarbu perskaityti šioje naudojimo instrukcijoje pateiktą atitinkamą informaciją ir į ją atsižvelgti.



Šis simbolis reiškia, kad naudotojui svarbu atkreipti dėmesį į atitinkamus perspėjimus, pateiktus šioje naudojimo instrukcijoje.



Svarbi informacija apie prietaiso valdymą ir saugą.

Veikimo sąlygos

Prietaisas sukurtas taip, kad naudojamas pagal paskirtį neprikaištingai ar be apribojimų veiktų (nebent šioje naudojimo instrukcijoje nurodyta kitaip).



Nurodo gamintojo serijos numerį, kad būtų galima identifikuoti konkretų medicinos prietaisą.



Nurodo gamintojo katalogo numerį, kad būtų galima identifikuoti medicinos prietaisą.



Temperatūra transportuojant ir laikant:
nuo -20° iki $+60^{\circ}$ Celsijaus
(nuo -4° iki $+140^{\circ}$ Farenheito).



Drėgmė transportuojant: iki 90 %
(nesikondensuojanti).

Drėgmė laikant: nuo 0 iki 70 %, kai
nenaudojamas. Klausos aparato džiovavimo po
naudojimo instrukcijas žr. 16.2 skyriuje.



Atmosferos slėgis: nuo 200 iki 1 500 hPa



Simbolis su perbrauktu šiukšlių konteineriu perspėja, kad šio klausos aparato negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Senus ar nenaudojamus klausos aparatus išmeskite atliekų utilizavimo vietose, skirtose elektroninėms atliekoms, arba savo klausos aparatą atiduokite utilizuoti klausos protezavimo specialistui. Tinkamai utilizuojant įrenginį saugoma aplinka ir sveikata.

15. Nesklandumų šalinimas

Problema

Klausos aparatas neveikia

Klausos aparatas spengia

Klausos aparato garsas per silpnas arba iškraipomas

Klausos aparatas dukart pypteli

Klausos aparatas protarpiais išsijungia ir įsijungia

Priežastys

Išsekęs elementas

Užsikimšęs garsiakalbis

Netinkamai įdėtas elementas

Klausos aparatas išjungtas

Klausos aparatas netinkamai įdėtas

Ausies kanale yra sieros

Per didelis garsumas

Elementas senka

Užsikimšęs garsiakalbis

Per mažas garsumas

Pasikeitė fizinės klausymosi sąlygos

Senkančio elemento signalas

Elementas arba klausos aparatas drėgnas

i Jeigu problema išlieka, kreipkitės pagalbos į savo klausos protezavimo specialistą

Ką daryti

Pakeiskite elementą (1 ir 5 skyriai)

Išvalykite garsiakalbio angą

Tinkamai įdėkite elementą (1 ir 5 skyriai)

Įjunkite klausos aparatą visiškai uždarydami elemento skyrelio dangtelį (4 skyrius)

Tinkamai įstatykite klausos aparatą (6 skyrius)

Kreipkitės į LOR, bendrosios praktikos gydytoją arba klausos protezavimo specialistą

Sumažinkite garsumą (8 ir 9 skyriai)

Pakeiskite elementą (1 ir 5 skyriai)

Išvalykite garsiakalbio angą

Jeigu yra garso reguliatorius, padidinkite garsumą (8 ir 9 skyriai)

Kreipkitės į savo klausos protezavimo specialistą

Per 30 minučių pakeiskite elementą (1 ir 5 skyriai)





Nuvalykite elementą ir klausos aparatą sausa šluoste


16. Svarbi saugos informacija


Prieš naudodami klausos aparatą perskaitykite tolesniuose puslapiuose pateiktą informaciją.


Klausos aparatas nesugrąžins normalios klausos, nesušvelnins klausos sutrikimų, atsiradusių dėl organinių priežasčių, ir nuo jų neapsaugos. Klausos aparatą naudodamas tik retkarčiais, naudotojas negaus iš jo visos naudos. Klausos aparato naudojimas yra tik dalis klausos rehabilitacijos, todėl gali prireikti papildomų klausos mokymų ir instrukcijų skaityti iš lūpų.


16.1. Perspėjimai apie pavojus

-  Klausos aparato paskirtis – stiprinti ir perduoti garsą į ausį ir taip kompensuoti klausos sutrikimus. Klausos aparatą (specialiai suprogramuotą kiekvienam prikurtimo atvejui) turi naudoti tik asmuo, kuriam jis skirtas. Kiti asmenys negali naudoti aparato, nes kyla klausos pažeidimo rizika.
-  „Sonova AG“ nepatvirtinti klausos aparatų pakeitimai ar modifikacijos neleistinos. Tokie pakeitimai gali pažeisti ausis ar pakenkti klausos aparatui.
-  Nenaudokite klausos aparato aplinkoje, kurioje galimi sprogimai (šachtose arba gamybinėje aplinkoje, kur galimi sprogimai, aplinkoje, kur daug deguonies arba naudojami degūs anestetikai).
-  Klausos aparatų elementai prarijus yra toksiški! Laikykite juos vaikams, protinę negalią turintiems žmonėms ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jei prarijote elementą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją!

 Jeigu ausyje ar už jos jaučiate skausmą, ji apimta uždegimo arba yra sudirginta oda ir ausų siera kaupiasi greičiau, pasitarkite su savo klausos protezavimo specialistu arba gydytoju.

 Kryptinio mikrofono režimu veikiančios klausymosi programos mažina foninius triukšmus. Atminkite, kad įspėjimo signalai arba garsai, sklindantys iš už nugaros, pavyzdžiui, automobilių, yra iš dalies arba visiškai slopinami.

 Šis klausos aparatas netinka jaunesniems nei 36 mėnesių vaikams. Jį sudaro smulkios detalės, kurias prarijęs vaikas gali užspringti. Laikykite juos vaikams, protinę negalią turintiems žmonėms ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją ar ligoninės darbuotojus.

 Nejunkite savo klausos aparato laidais prie jokio išorinio garso šaltinio (pvz., radijo). Taip galite susižaloti (galite patirti elektros smūgį).



Toliau pateikta informacija taikoma tik asmenims su aktyviais implantuojamaisiais medicinos prietaisais (t. y. širdies stimulatoriais, defibriliatoriais ir kt.):

- Belaidį klausos aparatą laikykite bent 15 cm (6 col.) nuo aktyvaus implanto. Jei jaučiate kokius nors trikdžius, belaidžio klausos aparato nenaudokite ir kreipkitės į aktyvaus implanto gamintoją. Atkreipkite dėmesį, kad trikdžius gali kelti maitinimo linijos, elektrostatinės iškvos, oro uostų metalo detektoriai ir kt.

- Laikykite magnetus (t. y. elemento valdymo įrankį, „EasyPhone“ magnetą ir kt.) bent 15 cm (6 col.) nuo aktyvaus implanto.



Nešiodami klausos aparatą ausyje, venkite stipraus fizinio poveikio ausiai. Ausies įdėklo stabilumas užtikrinamas naudojant įprastai. Dėl stipraus fizinio poveikio ausiai (pvz., sportuojant), ausies įdėklas gali skilti. Dėl to gali būti pradurtas ausies kanalas arba ausies būgnelis.



Po mechaninio spaudimo arba smūgio, prieš įstatydami į ausį, įsitikinkite, kad klausos aparato įdėklas nepažeistas.

16.2. Gaminio saugos informacija

- i** Niekada nemerkitė klausos aparato į vandenį! Saugokite, kad jis nesudrėktų. Klausos aparate yra jautrių elektroninių dalių, todėl prieš maudydamiesi duše, vonioje arba plaukiodami klausos aparatą visuomet išimkite.
- i** Saugokite klausos aparatą nuo karščio (nepalikite jo saulėkaitoje automobilyje ar prie lango). Niekada nedžiovinkite klausos aparato mikrobangų krosnelėje ar kitais kaitinimo prietaisais. Savo klausos protezavimo specialisto pasiteiraukite apie tinkamus prietaiso džiovinimo būdus.
- i** Kai klausos aparato nenaudojate, palikite elemento skyrelio dangtelį atidarytą, kad išgaruotų drėgmė. Būtinai panaudotą klausos aparatą visiškai išdžiovinkite. Laikykite jį saugioje, sausoje ir švarioje vietoje.

- ① Nemėtykite klausos aparato! Nukritęs ant kieto paviršiaus, klausos aparatas gali sugesti.
- ① Klausos aparate visuomet naudokite naujus elementus. Jei elementas praleidžia skystį, norėdami išvengti odos dirginimo, iškart pakeiskite jį nauju. Panaudotus elementus galite grąžinti savo klausos protezavimo specialistui.
- ① Klausos aparate naudojamų elementų įtampa neturėtų viršyti 1,5 V. Nenaudokite sidabro-cinko arba ličio jonų pakartotinai įkraunamų elementų, nes jie gali sugadinti klausos aparatą. 5 skyriuje pateiktoje lentelėje tiksliai nurodyta, kokio tipo elementus reikia naudoti konkrečiame klausos aparate.

- ① Jei klausos aparato nenaudojate ilgą laiko tarpą, elementą išimkite.
- ① Specialieji medicinos ar dantų tyrimai, įskaitant toliau aprašytą spinduliavimą, gali turėti neigiamos įtakos tinkamam klausos aparato veikimui. Prieš atliekant toliau išvardytas procedūras, aparatą nusiimkite ir laikykite už tyrimo patalpos / srities ribų.
 - Medicinos ar dantų tyrimas naudojant rentgeno spindulius (taip pat KT skenavimą).
 - Medicinos tyrimai naudojant MRT/NMRT skenavimą, generuojantį magnetinius laukus.
 - Klausos aparatų nereikia nusiimti einant per saugos vartus (oro uostuose ir kt.). Jei rentgeno spinduliai ir būtų naudojami, jų dozės būtų labai mažos ir neturėtų poveikio klausos aparatams.
- ① Nenaudokite klausos aparato tose vietose, kur draudžiama naudoti elektroninę įrangą.



Atstovas Lietuvoje:

UAB „Biomedika“

Antakalnio g. 36, Vilnius

Vilniuje: Antakalnio g. 36, tel. 8 700 55 440

Kaune: Savanorių pr. 139, tel. (8 37) 20 73 92

Kaune: Vytauto pr. 3, tel. (8 37) 20 94 20

Klaipėdoje: Taikos pr. 8, tel. (8 46) 25 44 41

Šiauliuose: Žemaitės g. 43, tel. (8 41) 52 65 07

Darbo laikas I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45

pietų pertrauka 12:00-13:00

www.biomedikoscentras.lt



Gamintojas:

Sonova AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Šveicarija

www.phonak.com

sonova
HEAR THE WORLD

